


みなさまの継続的な協力が必要です

献血者数の推移(都内)



出典:東京都赤十字血液センター「資料年報」(平成15年度から令和6年度)

1人当たりの年間の献血回数や

献血量には上限があります。


輸血が必要な患者さんへ十分な血液を届けるには、

一人でも多くの方の継続的な協力が必要です。

どこで献血できるの?

都内の12か所の献血ルーム

カフェのようなきれいな空間で、お菓子や飲み物、雑誌もあります。場所も駅前など、アクセス抜群。放課後やお買い物の帰りのひとやすみにはもってこい。学校やショッピングセンターなどにも献血バスが出ています。



くわしい日時や場所はWebで検索!

東京都 献血

検索



令和7年12月発行
[編集・発行] 東京都保健医療局保健政策部疾病対策課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
[登録番号] (7)113 [TEL] 03-5320-4506
[HP] <https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/>



リサイクル適性(A)
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。



誰かに話したくなかった。
ちょっと嬉しい
なんだかすっきりして。
心の奥が
じんわりと
満たされていく感じ。


「誰かを救ったかも」
なんて
そこまでの実感は
まだしてないけれど。

だけど
ほんの少しの勇気が
たしかに私を
変えてくれた気がする。



献血で、 ちょっと自分を 好きになれた日。

献血をしたことは
ありますか？



このリーフレットには、音声コードが開いた四角の両面に印刷されています。
専用の読み上げ装置で読み取ると、記録されている情報を音声で聞くことができます。

どうして献血が必要なの?

血液は人工的につくることができません。

輸血を必要とする方を助ける唯一の方法が献血です。



血液の有効期間は、限られています。

献血によってつくられる血液製剤の有効期間は、短いものだと6日間です。常に充分な血液製剤を確保しておくためには、日常的な献血への協力が不可欠です。


長く病気で苦しむ人の命をつなぐため。

輸血を必要としている人の多くは、がん患者さん。あなたの献血によって、患者さんの明日がつながります。



輸血、だけじゃない。 献血からつくられる薬

献血血液からは、血漿分画製剤という薬がつくられ、ある種の神経疾患や川崎病などの様々な病気の治療に使われています。



Check!

献血するときの注意点は?

次のような点にあてはまる場合など、不安なときは献血会場の検診医にご相談ください。

献血のくわしいこと、教えて!

全血献血

血液中のすべての成分を採血する方法。200mL・400mL献血という、採血量の違いがあります。




採血時間目安 10~15分程度^{※1}

成分献血

血小板や血漿といった特定の成分だけを採血し、体内で回復に時間がかかる赤血球は再び体内に戻す方法。時間はやや長くかかりますが、比較的身体への負担が軽い特長があります。

採血時間目安 40~90分程度^{※1}

※1 その他受付・問診・事前検査・休憩で計30~40分ほどいただきます。



出典: 東京都保健医療局「令和6年東京都輸血状況調査結果」

1回の献血量	全血献血		成分献血	
	200mL献血	400mL献血	血漿成分献血	血小板成分献血
男 年齢 ^{※2}	200mL 16歳～69歳	400mL 17歳～69歳		600mL以下 18歳～69歳
女		18歳～69歳		18歳～54歳
男 体重	45kg以上		45kg以上	
女	40kg以上	50kg以上	40kg以上	

※2 65歳以上の献血については、献血される方の健康を考え、60～64歳の間に献血経験がある方に限ります。

✓ 薬を飲んでいる

病気や薬の種類によって、献血をご遠慮いただくことがあります。ビタミン剤などは、内服していても支障ありません。

✓ ピアスの穴をあけた

場合によって、1～6か月間献血ができないことがあります。また、唇や口の中、鼻など粘膜を貫通してピアスをしている方は、献血をご遠慮いただいています。

献血ルームではどんなことをするの?

はじめてでも、大丈夫。献血ルームはとてもきれい。スタッフも優しくて、リラックスして献血に臨めます。

Step1

受付

受付確認票を記入
身分証明書で本人確認

Step2

質問への回答

安全な献血・輸血のため、
健康状態に関する質問に回答

Step3

問診・血圧測定

医師による問診・血圧測定

Step4

事前検査

ヘモグロビン濃度が採血基準を満たしているかどうかなど測定

Step5

採血

採血ベッドで、いざ献血!

Step6

休憩

ゆっくり休んで、
おつかれさまでした。

✓ 最近、歯科治療を受けた

3日以内に出血を伴う治療を受けた場合など。

✓ 海外に行った

帰国日当日から4週間以内の方、採血制限がある国や地域に渡航した方は、献血をご遠慮いただいています。詳細は日本赤十字社HPをご確認ください。

